

Syndrome de VEXAS

Le rôle du laboratoire dans le diagnostic

Cytologie médullaire • Cytogénétique • Biologie moléculaire

Dr Arnaud Gauthier, Manon Perret, Mercedes Roumigières

Laboratoire Eurofins Biomnis Lyon



1

Introduction

Pourquoi ce sujet ?

Sur BDD pour mise en culture en cytogénétique acquise:

- Anémie / neutropénie/ monocytopénie
- SMD/ LMMC
- recherche de Vexas / mutation UBA1
- NGS pour SMD

→ De plus en plus fréquent

Réévaluation médullaire de syndrome VEXAS (préalable)
au passage inflammatoire + thrombotique + neutropénie
Evolution cytologique / cariotypique / moléculaire
de la maladie ? SMD notamment ? Apparition
de mutation TET2, ASXL1 ... ?

sd inflammatoire, polyarthralgie, NOIRAN, anémie
→ VEXAS ? UBA1 ?
→ VEXAS ?

VEXAS connu
Recherche de SMD

VEXAS : cinq lettres, une maladie

V

Vacuoles

Précurseurs
myéloïdes et
érythroïdes

E

Enzyme E1

Activation
de l'ubiquitine

X

Chromosome X

Localisation
du gène UBA1

A

**Auto-
inflammation**

Manifestations
systémiques

S

Somatique

Variant acquis
dans
l'hématopoïèse

Vexas : définition


- Le VEXAS relie une anomalie génétique acquise de l'hématopoïèse à une maladie inflammatoire systémique
- Découverte récente (2020), méthodologie originale de type « génotype first »
- Dr D. Beck et ses collaborateurs des National Institutes of Health (NIH) se sont intéressés
 - à des patients adultes,

Vexas : définition

- Le VEXAS relie une anomalie génétique acquise de l'hématopoïèse à une maladie inflammatoire systémique
- Découverte récente (2020) et originale de type « génotype first »
- Dr D. Beck et ses collaborateurs des National Institutes of Health (NIH) se sont intéressés
 - à des patients adultes,
 - présentant des syndromes inflammatoires sévères
 - dont le diagnostic restait inexpliqué malgré des années de suivi.
inflammations de toutes sortes (vaisseaux, cartilage...)
syndrome de Sweet,
syndromes myélodysplasiques

→ recherche de variants somatiques liés à l'ubiquitination

Un spectre clinique multisystémique



recherche de variants somatiques liés à l'ubiquitination ??

- Un variant somatique est une mutation :
 - acquise au cours de la vie,
 - non présente à la naissance,
 - non transmissible à la descendance,
 - limitée à certaines populations cellulaires (par exemple les cellules hématopoïétiques).

UBA1 : le lien entre clone et inflammation


UBA1 code une enzyme E1 qui initie l'ubiquitination des protéines

Les variants p.Met41 altèrent l'expression de l'isoforme cytoplasmique UBA1b.
L'isoforme alternative UBA1c possède une activité enzymatique réduite.

Conséquences biologiques:

Perturbation de l'homéostasie protéique et activation inflammatoire
Hématopoïèse clonale, anomalies morphologiques et cytopénies

Etude princeps de beck *et al.*



Résultats :

- 25 / 2 500 patients porteurs d'une mutation UBA1 localisé sur le chromosome X
 - Exclusivement des hommes âgés de + de 40 ans
 - Mutation non héritée mais apparaissait au cours de la vie dans les cellules souches hématopoïétiques.
- VEXAS, mutation d'UBA1, apparaissant dans les cellules souches hématopoïétiques à l'âge adulte

RÉFÉRENCES

Beck et al. N Engl J Med. 2020;383:2628–2638. Somatic Mutations in UBA1 and Severe Adult-Onset Autoinflammatory Disease. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2026834>

Syndrome de Vexas

- Nouvelle entité clinique, associant :
 - inflammation systémique sévère,
 - anomalies hématologiques,
 - vacuoles des précurseurs myéloïdes et érythroïdes de la moelle osseuse,
 - mutation somatique d'UBA1
- Le syndrome de VEXAS est devenu l'exemple emblématique d'une maladie :
 - acquise et non héréditaire,
 - située à l'interface entre hématologie et auto-inflammation,
 - découverte grâce à la génomique avant d'être définie cliniquement.

2

Le rôle du laboratoire dans le diagnostic:

- Cytologie médullaire
- Cytogénétique
- Biologie moléculaire.16

Quand évoquer un VEXAS ?

CRP

→ élévation persistante ou lors des poussées


Eléments	Lecture utile
Ferritine / VS	Marqueurs complémentaires, peu spécifiques
Cinétique de CRP	Confrontation aux symptômes et traitement
Corticodépendance	Information clinique à rechercher

NFS : macrocytose comme signal d'alerte

Paramètre	Profil évocateur
VGM / hémoglobine	Macrocytose, souvent avec anémie
Plaquettes	Thrombopénie possible
Leucocytes	Lymphopénie et/ou monocytopenie possible
Interprétation	Confrontation à la CRP et au contexte clinique


Macrocytose inexpliquée + inflammation + signes cliniques aspécifiques: une association à transmettre

Quand évoquer un VEXAS ?




Myélogramme: lecture d'un ensemble

Cytologie



Histologie



Cytologie, recherche de:


Précurseurs vacuolisés
Dysplasie à caractériser
Blastes à quantifier

Richesse souvent augmentée,
mais variable

Histologie, si indiquée:
Cellularité et architecture

Une dysplasie isolée ne suffit
pas à conclure à un SMD.

Vacuoles : un indice morphologique majeur



Précurseur myéloïde:
Flèche jaune

Précurseur érythroïde:
Flèche rouge

Vacuoles évocatrices,
→ **confirmation moléculaire**
nécessaire
→ **car souvent rencontrées**
dans des contextes
réactionnels

Cytologie : observer, documenter, alerter

Au microscope	Dans l'interprétation
Identifier les lignées concernées: → Lignée érythroïde / myéloïde	Confronter à la NFS et à l'inflammation
Documenter les champs représentatifs → Rechercher les vacuoles	Rechercher les causes de la présence de vacuoles
Signaler les anomalies associées	Cuivre/Zinc, alcool, toxiques, hémopathies

Une forte suspicion clinique reste pertinente même sans vacuoles

→ L'absence de vacuoles n'exclut pas un VEXAS.

Cytogénétique : rechercher une anomalie clonale associée

Examen/résultat	Ce qu'il apporte
Caryotype souvent normal	N'exclut ni un VEXAS ni un SMD
Anomalie chromosomique clonale (-Y,+8,del5q...)	Argument pour caractériser l'hémopathie associée → facteurs pronostics
FISH ciblée	Selon l'hémopathie suspectée et les pratiques du laboratoire → facteurs pronostics (ex: Tp53)
Monosomie X chez la femme	Contexte particulier à confronter à UBA1

Cytogénétique : rechercher une anomalie clonale associée

Hémopathies retrouvées	Ce qu'il apporte
SMD → SMD uni ou multilignée, ou sidéroblastique → Mutations DNMT3A et TET2	20 à 50 % des cas de Vexas Rarement associés à un score pronostic sévère
Gammopathies monoclonales → MGUS, myélome	Étude française: → 10 % des patients présentaient un MGUS et tous avaient un SMD associé → Rares cas de myélomes → SLP B exceptionnels

Variants UBA1: aspects pratiques d'interprétation

Variant canonique*	Autres variants
p.Met41Thr p.Met41Val p.Met41Leu	Variants d'épissage Variants hors Met41 documentés
Altération de l'isoforme cytoplasmique	Mécanismes fonctionnels variables
Hotspot diagnostique majeur	Interprétation spécifique du variant

*un variant canonique désigne généralement le transcrit, l'isoforme ou la séquence de référence considérée comme la forme principale ou biologiquement la plus représentative d'un gène.

Spectre mutationnel de UBA1

M41

- Perte préférentielle UBA1b
- Mutation souvent isolée
- Association VEXAS classique
- Profil plutôt myéloïde/SMD

Non-M41

- Atteinte variable des isoformes
- Plus de co-mutations
- Phénotypes hétérogènes
- Spectre hématologique plus large


les variants non-M41 constitue un groupe biologiquement et cliniquement hétérogène

Confirmation moléculaire : recherche des variants UBA1



- La confirmation d'un variant UBA1 pose le diagnostic de Vexas

De l'échantillon au variant: recherche des variants d'UBA1 par NGS




Contrôles qualité tout au long du parcours:

Qualité de l'ADN • couverture des régions ciblées • sensibilité de détection validée



Du variant au compte-rendu



varsomemedical 13.18.2.1

Analyses Launch Workflows Variant Explorer Reports Filter sets Gene lists Help

2088861155_PER_S46-final (hg19) ☒ ☐

Classic Filters ☐ details

UBA1

Variant	Variant Type	Filters	Gene Symbol	User C...	Somatic ...	Germline Class	HGVS	Allelic Balance	Tra
☒ chrX:47058450 A⇒C	SNV	PASS	UBA1		Tier II	Pathogenic	ENST00000335972.6:c.121A>C p.(Met41Leu)	0.39	exo

Evidence

- Drugs & Treatments Tier II** ▼
Tier II Pacritinib (clinical study), reported by AACT, related to E1 Ubiquitin-activating Enzyme, X-linked, Autoinflammatory, Somatic Syndrome - but no patient cancer type was provided for matching.
- Germline Evidence Tier I** ▼
Tier I This variant is classified Pathogenic, by the germline classifier rules PS1, PS3, PM5_Strong, PP5_Moderate, PM1_Supporting and PM2_Supporting.
- Publications Tier I** ▼
Tier I VarSome users have linked 1 article stating the variant is pathogenic ([33108101](#)).
- Pathways Tier II** ▼
Tier II CKB reports 'unknown role' for gene UBA1.
- Allele Frequency Tier II** ▼
Tier II ACMG rule PM2 was triggered with strength Supporting: Variant not found in gnomAD genomes, good gnomAD genomes coverage = 24.7. Variant not found in gnomAD exomes, good gnomAD exomes coverage = 83.3.

Chez l'homme avec un seul X :

VAF ≈ fraction de cellules porteuses dans le prélèvement, sous conditions. Pas de multiplication systématique par deux

VUS*: variant de signification indéterminée, ne confirme pas le diagnostic

The background of the slide is a photograph of a laboratory. In the foreground, several blue pipettes are arranged in a row, each containing a small amount of blue liquid. They are positioned over a clear petri dish. The background is slightly blurred, showing more laboratory equipment and a person's hand in the distance. The overall color scheme is light blue and white.

3

Etude de cas

Cas n°1, 2088861136

- **Homme, 77 ans**

Cher confrere

Merci de lire le myelogramme et de realiser une cytogenetique et NGS sur moelle pour mr PI 24/02/49 qui presente une forte suspicion de syndrome VEXAS

Polyarthralgies, chondrites conjonctivites

Dermatose neutrophilique type SWEET

AEG

Anémie macrocytaire

cordialement

Cas n°1, 2088861136

❖ # Hémogramme

XN-3000 (Sysmex) : impédancétrie, spectrophotométrie, cytométrie en flux.

Numération globulaire

Leucocytes	3.29	Giga/L	3.80-10.00
Hématies	3.10	Tera/L	4.08-5.60
Hémoglobine	103	g/L	129-167
Hématocrite	0.30	L/L	0.38-0.49
Volume globulaire moyen	96	fL	83-97
TCMH	33.2	pg	27.8-33.9
CCMH	347	g/L	323-361
IDR	13	%	11-16

Plaquettes

Plaquettes	251	Giga/L	140-385
Volume plaquettaire moyen	10	fL	9-12


Formule leucocytaire

XN-3000 (Sysmex)

Polynucléaires neutrophiles	63.8	%	
Soit	2.10	Giga/L	1.60-5.90
Lymphocytes	23.7	%	
Soit	0.78	Giga/L	1.07-4.10
Monocytes	7.6	%	
Soit	0.25	Giga/L	0.23-0.71
Polynucléaires éosinophiles	4.6	%	
Soit	0.15	Giga/L	0.03-0.50
Polynucléaires basophiles	0.3	%	
Soit	0.01	Giga/L	<0.09

• Résultat du myélogramme :

- La lignée granuleuse neutrophile représente environ 70 à 75% de la cellularité avec présence de vacuoles dans la plupart des promyélocytes et assez rarement dans les stades plus matures. Absence de blastes,
- conclusion : Sang médullaire dépourvu de grains mais sur lequel on retrouve présence de vacuoles dans les précurseurs granuleux neutrophiles (promyélocytes).



→ l'hypothèse d'un syndrome VEXAS. A confronter au reste du bilan et notamment à la recherche de mutation UBA1.

Cas n°1, 2088861136

- **Résultat du myélogramme :**

→ Aspect cytologique compatible avec l'hypothèse d'un syndrome VEXAS. A confronter au reste du bilan et notamment à la recherche de mutation UBA1.

- **Résultat du caryotype :**

→ 45,X,-Y[6]/46,XY[13] - anomalie physiologique ?
 - clonale ? → pas associée à un pronostic péjoratif

Cas n°1

- **Résultat du NGS :**

UBA1 :

Séquence génomique de référence :	NM_003334.4
Exon :	3
Altération protéique :	p.(Met41Leu)
Profondeur :	2206 x

Position génomique :	chrX:47058450
Variation nucléotidique :	c.121A>C
Fréquence allélique (VAF) :	39,00 %

Cas n°1

Au niveau protéique

UBA1 :

Séquence génomique de référence :	NM_003334.4
Exon :	3
Altération protéique :	p.(Met41Leu)
Profondeur :	2206 x

En position 41
méthionine → leucine
(substitution physico-chimiquement conservatrice)

Mutations les + fréquentes:

p.Met41Val (M41V)
p.Met41Thr (M41T)
p.Met41Leu (M41L)

→ Diminution de la production de
l'isoforme cytoplasmique normale d'UBA1
et sont considérées comme des variants
pathogènes associées au Sd de Vexas

Position génomique :	chrX:47058450
Variation nucléotidique :	c.121A>C
Fréquence allélique (VAF) :	39,00 %

Cas n°1

Au niveau protéique

UBA1 :

Séquence génomique de référence :	NM_003334.4
Exon :	3
Altération protéique :	p.(Met41Leu)
Profondeur :	2206 x

En position 41
méthionine → leucine
(substitution physico-chimiquement conservatrice)

Mutations les + fréquentes:

p.Met41Val (M41V)
p.Met41Thr (M41T)
p.Met41Leu (M41L)

→ Diminution de la production de
l'isoforme cytoplasmique normale d'UBA1
et sont considérées comme des variants
pathogènes associées au Sd de Vexas

Au niveau ADN :

Position génomique :	chrX:47058450
Variation nucléotidique :	c.121A>C
Fréquence allélique (VAF) :	39,00 %

En position 121 du transcrit :
Adénine → cytosine

Cas n°1

Au niveau protéique

UBA1 :

Séquence génomique de référence :	NM_003334.4
Exon :	3
Altération protéique :	p.(Met41Leu)
Profondeur :	2206 x

En position 41
méthionine → leucine
(substitution physico-chimiquement conservatrice)

Mutations les + fréquentes:

p.Met41Val (M41V)
p.Met41Thr (M41T)
p.Met41Leu (M41L)

→ Diminution de la production de
l'isoforme cytoplasmique normale d'UBA1
et sont considérées comme des variants
pathogènes associées au Sd de Vexas

Au niveau ADN :

Position génomique :	chrX:47058450
Variation nucléotidique :	c.121A>C
Fréquence allélique (VAF) :	39,00 %

En position 121 du transcrit :
Adénine → cytosine

Taille du clone:

≈ 40 % des cellules nucléées analysées portent la mutation
→ clone hématopoïétique significatif

Cas n°1

Au niveau protéique

UBA1 :

Séquence génomique de référence :	NM_003334.4
Exon :	3
Altération protéique :	p.(Met41Leu)
Profondeur :	2206 x

En position 41
méthionine → leucine
(substitution physico-chimiquement conservatrice)

Mutations les + fréquentes:

p.Met41Val (M41V)
p.Met41Thr (M41T)
p.Met41Leu (M41L)

→ Diminution de la production de l'isoforme cytoplasmique normale d'UBA1 et sot considérée comme des variants pathogènes associées au Sd de Vexas

Au niveau ADN :

Position génomique :	chrX:47058450
Variation nucléotidique :	c.121A>C
Fréquence allélique (VAF) :	39,00 %

En position 121 du transcrit :
Adénine → cytosine

Taille du clone:

≈ 40 % des cellules nucléées analysées portent la mutation
→ clone hématopoïétique significatif

Conclusion:

Variant somatique pathogène UBA1 c,121A>C,p.(Met41Leu) localisé au codon 41 de l'exon 3.

Mutation faux-sens entrainant le remplacement d'une méthionine par une leucine et fait partie des altérations récurrentes décrites dans le syndrome de Vexas.

VAF ≈ 40% compatible avec un clone hématopoïétique significatif

Diagnostic posé avec cette mutation

Cas n°1

- Résultat du NGS :

UBA1 :

Séquence génomique de référence :	NM_003334.4
Exon :	3
Altération protéique :	p.(Met41Leu)
Profondeur :	2206 x

Position génomique :	chrX:47058450
Variation nucléotidique :	c.121A>C
Fréquence allélique (VAF) :	39,00 %

- La mutation UBA1 observée est une mutation hotspot et permet de **poser le diagnostic de syndrome VEXAS**
- Une mutation TET2 a également été observée et est rapportée dans les hémopathies malignes.

Rappel du caryotype : 45,X,-Y[6]/46,XY[13]

- anomalie physiologique ?
- clonale → pas associée à un pronostic péjoratif

Cas n°2 2092425846

1ère demande 1/09/25

- Homme, 77 ans
- Pas de renseignements cliniques
- Suivi NGS
- SMD probable sous EPO,

CARYOTYPE MEDULLAIRE
FISH SUR MITOSES
TYPAGE MEDULLAIRE (MOELLE)

Cas n°2 2092425846

- 1ère demande 1/09/25

- Homme, 77 ans
- Pas de renseignements cliniques
- Suivi NGS
- SMD probable sous EPO,

CARYOTYPE MEDULLAIRE
FISH SUR MITOSES
TYPAGE MEDULLAIRE (MOELLE)

Résultat NFP

HEMOGRAMME ✓

Numération réalisée sur SYSMEX XN Impédance, spectrophotométrie, cytométrie en flux - AUTOMATE SYSMEX

HEMATIES

Hémoglobine

Hématocrite

V.G.M

T.C.M.H

C.C.M.H

Indice d'anisocytose

* 3.35 M/mm3	(4.5 à 5.9)	3.18 (07/08/25)
3.35 T/L	(4.50 à 5.90)	
* 11.4 g/dL	(13.5 à 17.5)	10.8 (07/08/25)
* 33.9 %	(40 à 52)	31.5 (07/08/25)
* 101 fL	(80 à 98)	99 (07/08/25)
* 34.0 pg	(28 à 32)	34.0 (07/08/25)
33.6 g/dL	(32 à 36)	34.3 (07/08/25)
* 15.6 %	(12 à 14.5)	14.3 (07/08/25)

LEUCOCYTES

* 2370 /mm3	(4000 à 10000)	2770 (07/08/25)
2.37 G/L	(4.00 à 10.00)	

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires Neutrophiles

Polynucléaires Eosinophiles

Polynucléaires Basophiles

Lymphocytes

Monocytes

50.6 %	* 1199 /mm3	(1700 à 7500)	1551 (07/08/25)
1.3 %	* 31 /mm3	(40 à 500)	39 (07/08/25)
0.0 %	0 /mm3	(< 60)	0 (07/08/25)
43.0 %	* 1019 /mm3	(1500 à 4000)	1080 (07/08/25)
5.1 %	* 121 /mm3	(150 à 900)	100 (07/08/25)

Résultat contrôlé sur frottis sanguin.

NUMÉRATION PLAQUETTAIRE

NUMÉRATION DES PLAQUETTES

Volume plaquettaire moyen

* 110000 /mm3	(150000 à 400000)	135000 (07/08/25)
110.0 G/L	(150.0 à 400.0)	
11.2 µ3	(7.4 à 11.7)	10.3 (07/08/25)

Résultat du myélogramme

** COMMENTAIRE EXAMEN **

Moelle de richesse subnormale, relativement équilibrée présentant une discrète dysgranulopoïèse sans anomalie morphologique majeure des autres lignées ni excès de blaste. **A confirmer sur un nouveau myélogramme dans 3 à 6 mois.**

Cas n°2 2092425846

1ère demande 1/09/25

- Homme, 77 ans
- Pas de renseignements cliniques
- Suivi NGS
- SMD probable sous EPO,

CARYOTYPE MEDULLAIRE
FISH SUR MITOSES
TYPAGE MEDULLAIRE (MOELLE)

Résultat du caryotype

Résultat (selon l'ISCN 2024) :

46,XY[20]

Conclusion :

Caryotype de type masculin à 46 chromosomes sans anomalies détectées sur vingt métaphases analysées.
A confronter à l'ensemble du bilan clinico-biologique.

Résultat de la cytométrie

Conclusion

Répartition normale des sous populations lymphocytaires T, B et NK.
Absence d'infiltration lymphoïde pathologique évidente sur ce prélèvement.

Présence d'environ 1% de cellules immatures CD45+ faible et/ou CD34+. A confronter au myélogramme.

Cas n°2 2092425846

2ème demande 20/03/2026

Homme, 77 ans

Pas de renseignements cliniques

SMD sous EPO

Echec EPO

Revascularisation

CARYOTYPE MEDULLAIRE
FISH SUR MITOSES
TYPAGE MEDULLAIRE (MOELLE)

EXAMENS DE MOELLE

NGS PANEL SMD MOELLE

Cas n°2 2092425846

2ème demande 20/03/2026

Homme, 77 ans

Pas de renseignements cliniques

SMD sous EPO

Echec EPO

Réévaluation

CARYOTYPE MEDULLAIRE
FISH SUR MITOSES
TYPAGE MEDULLAIRE (MOELLE)

EXAMENS DE MOELLE

NGS PANEL SMD MOELLE

Résultat NFP

NUMERATION GLOBULAIRE

(1)(SYSMEX - XR)(#)

GLOBULES ROUGES	*	2,67 M/mm3	4,08	-	5,60	15/10/25	3,01
Hémoglobine	*	9,3 g/dl	12,9	-	16,7		10,4
Hématocrite	*	29,3 %	38,0	-	49,0		31,1
Volume Globulaire Moyen	*	109,7 fl	83,0	-	97,0		103,3
T.C.M.H.	*	34,8 pg	27,8	-	33,9		34,6
C.C.M.H.	*	31,7 g/dl	32,3	-	36,1		33,4
I.D.R. (RDW-CV)	*	18,7 %	INF. A	-	15,0		15,3
Morphologie des Hématies		Présence de dacryocytes					Macrocytose +
GLOBULES BLANCS	*	2680 /mm3	3800	-	10000		2810

FORMULE LEUCOCYTAIRE

(1)(SYSMEX - XR)

Polynucléaires neutrophiles	*	37,0 %	992 /mm3	1600	-	5900	15/10/25	51,9
Polynucléaires éosinophiles	*	0,7 %	19 /mm3	30	-	500		1,1
Polynucléaires basophiles		0,4 %	11 /mm3	INF. A	-	90		0,0
Lymphocytes		56,3 %	1509 /mm3	1070	-	4100		42,0
Monocytes	*	3,7 %	99 /mm3	230	-	710		5,0
Myélocémie		1,9 %	51 /mm3					

** COMMENTAIRE EXAMEN **

Présence de polynucléaires neutrophiles hyposegmentés.

PLAQUETTES


(1)(SYSMEX - XR)(#)

Numération des Plaquettes	*	97 x1000/mm3	140	-	385	15/10/25	110
VMP des Plaquettes	*	10,9 fl	7,4	-	10,8		11,1

Résultat du myélogramme

** COMMENTAIRE EXAMEN **

Moelle de richesse augmentée relativement équilibrée, présentant une discrète dysgranulopoïèse : défaut de condensation de la chromatine, hypogranulation, présence de vacuoles dans quelques promyélocytes (Vexas syndrome évoqué sur NGS?). Pas d'évolution majeure du SMD connu.



Cas n°2 2092425846

2ème demande 20/03/2026

Homme, 77 ans

Pas de renseignements cliniques

SMP sous EPO

Echec EPO

Réévaluation

CARYOTYPE MEDULLAIRE
FISH SUR MITOSES
TYPAGE MEDULLAIRE (MOELLE)

Résultat de la cytométrie

Conclusion

Répartition normale des sous populations lymphocytaires T, B et NK.
Absence d'infiltration lymphoïde pathologique évidente sur ce prélèvement.

NB: merci d'accompagner toute demande d'immunophénotypage d'un frottis non coloré.

Résultat du caryotype

Résultat (selon l'ISCN 2024) :

46,XY[20]

Conclusion :

Caryotype de type masculin à 46 chromosomes sans anomalies détectées sur vingt métaphases analysées.
Absence d'évolution cytogénétique.
A confronter à l'ensemble du bilan clinico-biologique.

Cas n°2 2092425846

Résultat du NGS :

UBA1 :

Séquence génomique de référence :	NM_003334.4
Exon :	3
Altération protéique :	p.(Met41Thr)
Profondeur :	1564 x

Position génomique :	chrX:47058451
Variation nucléotidique :	c.122T>C
Fréquence allélique (VAF) :	68,00 %

Cas n°2 2092425846

Résultat du NGS :

UBA1 :

Séquence génomique de référence :	NM_003334.4
Exon :	3
Altération protéique :	p.(Met41Thr)
Profondeur :	1564 x

Position génomique :	chrX:47058451
Variation nucléotidique :	c.122T>C
Fréquence allélique (VAF) :	68,00 %

→ Profil différent du 1er patient

UBA1 :

Séquence génomique de référence :	NM_003334.4
Exon :	3
Altération protéique :	p.(Met41Leu)
Profondeur :	2206 x

Position génomique :	chrX:47058450
Variation nucléotidique :	c.121A>C
Fréquence allélique (VAF) :	39,00 %

Cas n°2 2092425846

Résultat du NGS :

UBA1 :

Séquence génomique de référence :	NM_003334.4
Exon :	3
Altération protéique :	p.(Met41Thr)
Profondeur :	1564 x

Position génomique :	chrX:47058451
Variation nucléotidique :	c.122T>C
Fréquence allélique (VAF) :	68,00 %

Conclusion:

La mutation UBA1 observée est une mutation hotspot des hémopathies malignes et permet de poser le diagnostic de syndrome de Vexas.

L'étude cytologique a-t-elle révélée des vacuoles ?

Existe-t-il des signes cliniques inflammatoires ?

Moelle de richesse augmentée relativement équilibrée, présentant une discrète dysgranulopoïèse : défaut de condensation de la chromatine, hypogranulation, présence de vacuoles dans quelques promyélocytes (Vexas syndrome évoqué sur NGS?). Pas d'évolution majeure du SMD connu.



4

Traitements

Traitements

Pas encore standardisés, fonction:

- de la gravité des symptômes
- d'une hémopathie associée ou non, ex SMD, LMMC...

2 approches :

1- contrôle de l'inflammation:

corticoïde en 1ère ligne

ou thérapies ciblées : inhibiteurs de JAK, de l'interleukine-6

2- Prise en charge de l'hémopathie :

l'azacitidine pour Vexas et SMD → cible les cellules porteuses de la mutation UBA1

Allogreffe, seul traitement potentiellement curatif



4


Conclusion et Perspectives

Conclusion générale

- Rôle du cytologiste
- Suspicion de Vexas sans passer par une cytologie → rôle du moleculariste
- Hémopathie → le cytologiste voit des vacuoles → UBA1 ?
SMD : diagnostic sur MO pour cytogénétique
- BM sang ou MO
- Pas vacuoles mais syndrome inflammatoire → UBA1 ?
- Panel de gènes séquencés par pathologie, tous les exons sont étudiés
si Vexas → UBA1 (full exons)
si SMD : panel incluant UBA1 (full exons)

Confirmation moléculaire : 2 profils mutationnels de UBA1

A



À mettre dans conclusion

Perspectives

- Diversité de tableaux cliniques, de variants (pas qu'un seul type de mutation dans UBA1) et d'évolution de la maladie
- VAF du variant, marqueur de suivi de la maladie ?
- mieux caractériser les différents sous-groupes de maladies UBA1-associées, plutôt que de limiter le diagnostic au VEXAS « classique » (M41 + vacuoles).
→ Travail du Dr D. Beck et de ses collaborateurs, publication VEXAS Syndrome, Beck DB et al., Nat Rev Dis Primers, 2026



Merci pour votre attention

merci aux équipes du laboratoire
D'Hématologie cellulaire,
de Cytogénétique acquise et de
Biologie moléculaire